

## POLTRONA AUTOELEVABILE MARILÙ PROFESSIONAL SMALL



1. regolazione schienale
2. alzata gambe
3. reclinazione schienale ed alzata gambe indipendenti
4. movimento «alza in piedi»

Questa poltrona offre design e confort allo stesso momento.  
Grazie alle sue misure più contenute, trova spazio ovunque in casa.

**Ideale per le persone di piccola statura.**

**E4** 2 Motori Relax + Alzainpiedi



Colore	L x P x H	Altezza seduta(cm)	Estensione massima (cm)	Profondità seduta (cm)	Larghezza seduta (cm)	Portata kg
A SCELTA	70x72x110	44	160	40	52	120