

POLTRONA AUTOELEVABILE NICOLE



1. regolazione schienale
2. alzata gambe
3. reclinazione schienale ed alzata gambe
4. movimento «alza in piedi»

Questa poltrona offre design e confort allo stesso momento.
Grazie alle sue misure più snelle, trova spazio ovunque in casa.

E4 2 Motori Relax + Alzainpiedi



Colore	L X P x H	ALTEZZA SEDUTA(cm)	ESTENSIONE MASSIMA (cm)	PROFONDITÀ SEDUTA (cm)	Larghezza seduta (cm)	Portata kg
A SCELTA	70x77x108	50	160	48	52	120