



## NEW YORK

### Sedia da doccia con ruote

#### Caratteristiche:

- Schienale ergonomico con maniglione di spinta
- braccioli reclinabili per facilitare il trasferimento laterale
- sedile imbottito con apertura igiene e termosensibile
- struttura in acciaio inox resistente alla ruggine
- vaso incluso
- poggia piede regolabile in altezza
- 4 ruote girevoli con freni
- portata massima 150 kg



Colori disponibili

#### Dati tecnici:

Nr. art.	Colore disponibili	Larghezza seduta (cm) (A)	Profondità seduta (cm) (C)	Altezza seduta (cm) (B)	Larghezza totale (cm) (E)	Portata massima (kg)	Peso articolo (kg)
36954	Blu e rosso	52	45	55	62	150	16.6