


SEDILE GIREVOLE PER LA VASCA DA BAGNO DIETZ 118



Il sedile girevole per facilitare l'entrata e l'uscita nella vasca da bagno.
 Apertura per l'igiene personale.
 Regolabile in larghezza.
 Gommmini d'appoggio antiscivolo, struttura in alluminio resistente alla ruggine.

Portata max 120 kg

DATI TECNICI

Nr. art.	Colore	Larghezza seduta (cm)	Profondità seduta (cm)	Larghezza totale (cm)	Profondità totale (cm)	Altezza totale (cm)	Portata max (kg)	Peso oggetto (kg)
Dietz 118	Bianco	40	40	70 - 84	57	54.5	120	6.3