

ROLLATOR FAKTO

DIETZ 329NPU



Aiuto cammino con 4 ruote piene e sedile
 Incluso vassoio e cestino
 Freni sulle ruote posteriori con bloccaggio e manopole ergonomiche
 Una volta aperto viene bloccato per sicurezza

POSSIBILITÀ D'ACQUISTO O NOLEGGIO

DATI TECNICI

Nr. art.	Colore	Larghezza seduta (cm)	Lunghezza seduta (cm)	Altezza seduta (cm)	Larghezza totale (cm)	Altezza totale (cm)	Misure da chiuso (cm)	Portata peso max (kg)	Peso articolo (kg)
Dietz 329NPU	grigio	45	22	61.5	57	80.5-99	25x57x91	130	8.9