

## SEDIA ROTELLE CANEO E



Telaio in alluminio resistente alla corrosione  
 Indicata per persone di bassa statura  
 Braccioli ribaltabili  
 Freni di bloccaccio sulle ruote grandi  
**DATI TECNICI**

Nr. art.	Larghezza seduta (cm)	Profondità seduta (cm)	Altezza seduta (cm)	Altezza braccioli (cm)	Larghezza totale **(cm)	Altezza schienale (cm)	Altezza totale (cm)	Lunghezza totale (cm)	Larghezza chiusa (cm)	Lunghezza totale senza appoggiapiedi (cm)	Portata peso max (kg)	Peso sedia (kg)
Dietz 220139	39	41/44	42/51	23	59	42/46	56	103	31	77	120	16.4
Dietz 220142	42	41/44	42/51	23	42	42/46	56	103	31	77	120	16.7
Dietz 220145	45	41/44	42/51	23	65	42/46	56	103	31	77	120	17.1
Dietz 220148	48	41/44	42/51	23	68	42/46	56	103	31	77	120	17.8
Dietz 220151	51	41/44	42/51	23	71	42/46	56	103	31	77	120	18

\*\* con freni a tamburo aggiungere 3 cm