



Rollator pieghevole con 4 ruote di cui 2 con freni.  
 Indicato per persone affetti da artrite o reumatismi.  
 Supporto per avambraccio morbido e confortevole regolabile in altezza.  
 Manopole ergonomiche e regolabile in lunghezza.  
 Compreso sedile, cestino e vassoio.

DATI TECNICI

Nr. art.	Larghezza seduta (cm)	Profondità seduta (cm)	Altezza seduta (cm)	Larghezza totale (cm)	Altezza totale (cm)	Lunghezza totale (cm)	Larghezza chiusa (cm)	Portata peso max (kg)	Peso articolo (kg)
Dietz 324 NPU	42	22	62	56	103-120	68	28	120	12.3