



Per persone che necessitano di alleviare il carico sulle gambe offrono stabilità e sono più alti dei comuni bastoni.

- Le basi e i tubi superiori scorrevoli sono in lega di alluminio leggera
- Il tubo centrale del quadripode è in acciaio
- I tubi a U con articolazioni in robusta plastica stampata a iniezione conferiscono resistenza e rigidità alla base
- Blocco dei tubi telescopici con un fermo dotato di doppio perno aumenta la sicurezza.
- Stringendo la ghiera rastremata, si elimina il rumore
- Presa elevata e Ø di 35 mm, ISO EN 11334-4