

BILANCIA SECA 750



Bilancia meccanica piatta con cassa in acciaio e piattaforma ricoperta da cuoio sintetico bianco o nero. Il suo struttura è laccata a polvere bianca.
Disponibile nei colori: bianco/bianco, bianco/nero.

DATI TECNICI

Nr articolo		SECA7501019008	
Colore		Nero	
Divisione		1	kg
Dimensioni totali		37.1 x 11.7 x 47.7 cm	
Dimensione pedana		29 x 7 x 29 cm	
Peso articolo		3.5	kg
Portata peso max		150	kg

Nr articolo		SECA7501017008	
Colore		Bianco	
Divisione		1	kg
Dimensioni totali		31.7 x 11.7 x 47.7 cm	
Dimensione pedana		29 x 7 x 29 cm	
Peso articolo		3.5	kg
Portata peso max		150	kg