

BILANCIA SECA 959



I braccioli sono sollevabili e ribaltabili all'indietro al fine di poter trasferire il paziente, in modo sicuro, dal letto alla bilancia, mentre gli ampi poggia piedi possono essere spinti sotto la seduta e piegati sul lato, facilitando il lavoro del personale. La bilancia può essere utilizzata con batterie ricaricabili o a rete. Viene fornita di borsa per conservare l'alimentatore a rete. Maniglia di spinta ergonomica, al fine di garantire all'operatore una facile movimentazione della poltrona.

DATI TECNICI

Portata	300Kg
Dimensioni	563 x 906 x 970 mm
Peso	24,5 kg
Funzioni	BMI, HOLD, spegnimento automatico
Alimentazione	Batteria
Suddivisione	50 g ; 100 Kg 200 g