

BILANCIA PIATTAFORMA SECA 635



Questa bilancia digitale a piattaforma è una solida base per pesare pazienti sovrappeso e obesi, grazie alla funzione pre-tara la pesatura può avvenire anche con il paziente comodamente seduto sulla sedia a rotelle. Il display remoto a LCD con cavo, può essere montato a parete o appoggiato su un tavolo.

Inoltre anche i più piccoli cambiamenti di peso vengono registrati con la divisione in 100 g.

DATI TECNICI

Portata	300 Kg
Dimensioni	640x55x600 mm
Peso	14,4 kg
Suddivisone	100 / 200 Kg
Funzioni	Spegnimento automatico, pre-tara, tara, Hold, selezione range di pesata, BMI, ammortizzatore