

BILANCIA ELETTRONICA A COLONNA CON FUNZIONE BMI SECA 799

Versatile, bassa manutenzione, indipendente dalla rete grazie al funzionamento anche a batterie – seca 799 è ideale per l'uso quotidiano in ospedali e ambulatori. Con le sue rotelle di trasporto, la bilancia a colonna è anche facile da spostare dove necessario. Secca 799 è dotata di diverse funzioni intelligenti – per esempio la funzione BMI che permette una valutazione affidabile delle condizioni nutrizionali del paziente.

La bilancia a colonna può anche essere dotata dell'altimetro optional seca 220 o seca 224 così da permettere la misurazione di peso e altezza nello stesso momento.



DATI TECNICI

Portata	200 Kg
Divisione	100 / 150 / 200 Kg
Funzioni	TARA, HOLD, BMI, selezione range di pesata, spegnimento automatico
Optional	Altimetro seca 220 o seca 224, alimentatore seca 447, alimentatore seca 400 multispine