

BILANCIA ELETTRONICA A PIATTAFORMA SECA 675



Questa bilancia a piattaforma per pesare persone in carrozzina, alimentata a rete, di ampie dimensioni è una bilancia multifunzionale. Pesa pazienti in cura, specialmente pazienti sovrappeso, persone in carrozzina o pazienti da pesare seduti, per esempio con problemi circolatori o durante la dialisi. Il display remoto con cavo può essere posto dove è più comodo digitare le funzioni e leggere il risultato (p.e. su un tavolo). Un supporto per il montaggio a parete viene fornito in dotazione. Due rotelle integrate e una maniglia rendono seca 675 flessibile e mobile.

DATI TECNICI

Portata	300 Kg
Divisione	100 g / 200 Kg / 200 g
Funzioni	TARA, pre-TARA, HOLD, BMI, selezione range di pesata, ammortizzatore
Optional	Stativo seca 472 per display remoto con cavo, seconda rampa seca 470, interfaccia RS232 seca 460