

BILANCIA ELETRONICA DA LETTO E DIALISI CON CARELLO SECA 985



Semplice e pronta all'uso: seca 985 permette di pesare pazienti allettati in modo semplice, con cura e precisione, ed è un aiuto indispensabile in dialisi e terapia intensiva. Con i sollevatori integrati, quattro celle di carico possono essere collocate facilmente sotto le ruote del letto senza alcuno sforzo. Il peso del letto precedentemente determinato è detratto tramite la funzione di TARA, così il display mostrerà solo il peso esatto del paziente.

In caso di mancanza di energia elettrica la bilancia memorizza tutti i valori precedentemente determinati usando le batterie ricaricabili. Quando non in uso, le quattro celle di carico possono essere riposte sul carrello.

DATI TECNICI

Portata	500 Kg
Divisione	100 g / 200 Kg / 200 g
Funzioni	TARA, pre-TARA, HOLD, BMI, valore limite, ammortizzatore
Peso max paziente	250 Kg