

BILANCIA ELETRONICA DA TERRA CON DISPLAY REMOTO SECA 899



Un cavo lungo 2 metri connette il display alla base della bilancia. Vantaggio: il display può essere collocato su un tavolo o montato a parete per una lettura agevole. Ulteriore comodità è data dalle molte funzioni extra pesata: BMI per il controllo delle condizioni nutrizionali, HOLD per bloccare il peso sul display e TARA per pesare bambini piccoli in braccio ad un adulto.

E' adatta sia per uso fisso che mobile, grazie alla maniglia, alla forma compatta, al peso contenuto ed alla base adattabile a tutti i tipi di superficie.

DATI TECNICI

Portata	200 Kg
Divisione	100 g / 150 Kg / 200 g
Funzioni	TARA, HOLD, BMI, spegnimento automatico
Optional	Stadiometro 217 combinato con l'adattatore seca 437, alimentatore seca 447, alimentatore seca 400 multispine, borsa trasporto seca 414 (in combinazione con lo stadiometro e l'adattatore), borsa trasporto seca 421