

BILANCIA ELETTRONICA DIGITALE A PIATTAFORMA CON FUNZIONE MEMORIA SECA 899



La piattaforma particolarmente ampia della seca 657 permette di pesare pazienti distesi su una barella.

I pazienti possono anche essere pesati seduti su una carrozzina o su una sedia.

Una caratteristica unica di seca 657 è la nuova funzione di memoria. Questa pratica caratteristica aiuta ad alleggerire il carico di lavoro soprattutto nei pronto soccorso: prima viene determinato il peso totale del paziente e della barella o della carrozzina.

La barella o carrozzina viene poi pesata separatamente ed il peso netto del paziente appare automaticamente sul display.

La bilancia è dotata di un display con cavo remoto con ampie cifre LCD. Questo display è facile da usare ed è fornito di molte funzioni aggiuntive.

Con la funzione pre-TARA il peso extra di una barella o carrozzina può essere detratto direttamente dal peso totale durante la pesata. Con la funzione BMI si possono determinare le condizioni nutrizionali del paziente. Con le pratiche ruote e le maniglie integrate seca 657 è anche trasportabile per l'uso in luoghi diversi.

DATI TECNICI

Portata	300 Kg
Divisione	100 g < 200 Kg > 200 g
Funzioni	TARA, pre-TARA, HOLD, BMI, selezione range di pesata, ammortizzatore
Optional	Stativo seca 472 per display remoto con cavo, interfaccia RS232 seca 460