

BILANCIA ELETRONICA PER ORGANI E PANNOLINI SECA 856



La bilancia per organi seca 856 è stata progettata per soddisfare le specifiche esigenze della sua Area di applicazione. Il display sollevato è protetto da sporco e liquidi, mentre il comparto batterie, appositamente sigillato, evita la penetrazione di umidità nella parte elettronica. Questa bilancia soddisfa gli standard di igiene con una superficie in acciaio inox facile da pulire.

Con l'aiuto della funzione di pre-TARA, il peso dei contenitori può essere dedotto per ottenere la determinazione precisa del peso netto. La divisione fine di un grammo assicura risultati di alta precisione.

DATI TECNICI

Portata	5 Kg
Divisione	1 g 3 Kg 2 g
Funzioni	TARA, pre-TARA, HOLD, spegnimento automatico