

BILANCIA ELETTRONICA PER PAZIENTI IN CARROZZINA SECA 665

Con la sua alta portata di 300 kg questa bilancia rende veramente facile pesare anche pazienti sovrappeso. Facile accesso è assicurato dalla piattaforma estremamente bassa e dall'inclinazione delle rampe.

Due barre laterali danno ulteriore sicurezza.

La funzione integrata di pre-TARA determina in pochi secondi il peso netto del paziente utilizzando la memoria di peso interna. Il display orientabile a LCD con grandi cifre è facile da leggere sia dal paziente che dall'assistente.

Seca 665 può essere ripiegata con pochi movimenti e trasportata sulle rotelle integrate.