

BILANCIA PESA NEONATI CON DIVISIONE SECA 717



Grazie alla divisione fine di 2 g questa bilancia registra anche le più piccole variazioni di peso. Con l'aiuto della funzione HOLD il risultato della pesata rimane sul display anche dopo che il bambino è stato tolto dalla bilancia – il bambino può così essere accudito prima di annotare il suo peso.

Alimentazione solamente a rete.

DATI TECNICI

Portata	15 Kg
Divisione	2 g / 6 Kg / 5 g
Funzioni	TARA, HOLD, selezione range di pesata, spegnimento automatico
Optional	Misuratore seca 231, posizionatore testa e piedi seca 429