

BILANCIA PESA NEONATI MOBILE SECA 336


Questa bilancia a batterie, con ampio display LCD, unisce tecnologia innovativa e design salva-spazio. Dato il peso minimo e la maniglia integrata (anche per appendere la bilancia), è facile da trasportare ed è subito pronta per essere usata ovunque.

Il misuratore optional seca 232 permette di misurare e pesare nello stesso momento.

DATI TECNICI

Portata	15 Kg
Divisione	10 g
Funzioni	TARA, HOLD, spegnimento automatico
Optional	Misuratore seca 232, posizionatore testa e piedi seca 419, alimentatore seca 447, alimentatore seca 400 multispine, borsa trasporto seca 428