

## BILANCIA MULTIFUNZIONALE CON CORRIMANO SECA 645

Dotata di una bassa piattaforma di facile accesso, di uno stabile corrimano e di una portata molto alta, questa bilancia multifunzionale garantisce pesate sicure e confortevoli anche a pazienti sovrappeso. Il corrimano integrato nella bilancia offre ai pazienti un valido punto di appoggio durante la pesata. Grazie all'ampia piattaforma, è possibile appoggiarci una sedia per pesare pazienti seduti. La funzione di pre-TARA con tre celle di memoria detrae automaticamente un peso memorizzato (come una sedia) determinando il peso netto. Inoltre, seca 645 è trasportabile ed utilizzabile ovunque grazie alla due ruote integrate e all'alimentazione tramite batterie o alimentatore a rete. Quando si collega a una stampante l'ora e il peso vengono automaticamente registrati e stampati.



### DATI TECNICI

Portata	300 Kg
Divisione	100 g 200 Kg 200 g
Funzioni	TARA, pre-TARA, HOLD, BMI, selezione range di pesata, ammortizzatore, spegnimento automatico
Optional	Altimetro seca 223, interfaccia RS232 seca 460

