

BILANCIA PESANEONATI CON INTERFACCIA SECA 757


Uno speciale ammortizzatore integrato e la funzione HOLD consentono rapide e precise pesate anche di bambini irrequieti. La forma ergonomica del piatto con bordi arrotondati favorisce la pesata di bambini robusti. Le grandi e luminose cifre a LED rendono facile la lettura del risultato. Alimentazione a rete o con batterie ricaricabili. Un'interfaccia RS232 integrata garantisce la trasmissione dei dati al PC.

DATI TECNICI

Portata	15 Kg
Divisione	5 g
Funzioni	TARA, HOLD, spegnimento automatico, interfaccia RS232
Optional	Cavo interfaccia seca 451