

BILANCIA PESANEONATI ELETTRONICA / BILANCIA DA TERRA PER BAMBINI SECA 385/384



Due bilance in una: le pesaneonati seca 385 e seca 384 con piatto di pesata confortevole, in un attimo si possono trasformare in una bilancia da terra per bambini con una portata di 50 kg (seca 385) o 20 kg (seca 384).

Il piatto e la base che funge da bilancia da terra, sono saldamente fissati tra di loro per garantire l'assoluta sicurezza durante la pesata del neonato. Tuttavia, semplicemente premendo un tasto, il piatto può essere staccato dalla base. Un ulteriore vantaggio di queste bilance è la funzione Breast-Milk-Intake (BMIF) che determina quanto latte ha bevuto il neonato durante la poppata.

Le bilance, robuste, ma al tempo stesso leggere, sono facilmente trasportabili. I tasti intuitivi rendono semplice l'impiego.

DATI TECNICI

Portata	50 Kg
Divisione	20 g 20 Kg 50 g
Funzioni	TARA, BMIF, HOLD, selezione range di pesata, spegnimento automatico
Optional	Borsa trasporto seca 414 (in combinazione con piano di misurazione) e seca 413
Modello	Seca 385

Portata	20 Kg
Divisione	10 g 10 Kg 20 g
Funzioni	TARA, BMIF, HOLD, selezione range di pesata, spegnimento automatico
Optional	Borsa trasporto seca 414 (in combinazione con piano di misurazione) e seca 413
Modello	Seca 384