

BILANCIA PESANEONATI MECCANICA CON PESI SCORREVOLI SECA 745


In questo modello si fondono il classico design del piatto e l'eccellente precisione meccanica. La determinazione del peso è un gioco da ragazzi, grazie allo scorrevole movimento di precisi cursori. Le curve delicate ed avvolgenti del piatto garantiscono sicurezza durante la pesata. La precisa messa a punto dello zero permette un'attendibile determinazione del peso netto – anche se si pone un soffice tappetino sul piatto: il peso può essere dedotto dal peso lordo con la funzione della regolazione dello zero.

Con la verniciatura antigraffio e resistente agli urti, seca 745 è facile da pulire e durevole nel tempo.

DATI TECNICI

Portata	16 Kg
Divisione	10 g
Funzioni	Regolazione dello zero