

BILANCIA WIRELESS A COLONNA CON PORTATA FONO A 300 KG SECA704

Pesare da bambini a pazienti obesi – la seca 704 ha i requisiti per farlo. Particolarmente indicata anche quando si devono rilevare i dati del BMI e dell'altezza. In questo caso è possibile integrare un altimetro meccanico oppure ricevere dati in modalità wireless da uno stadiometro digitale separato. Dotata di grande portata fino a 300 kg per pazienti sovrappeso, di un'ampia piattaforma e funzioni risparmia tempo quali Pre-TARA, HOLD, auto-HOLD e mamma/bambino.

Con la possibilità di integrazione futura dei dati nella cartella clinica elettronica (EMR) attraverso la tecnologia seca 360° wireless.



DATI TECNICI

Portata	300 Kg
Divisione	50 g 150 Kg 100 g
Funzioni	TARA, pre-TARA, funzione mamma/bambino, HOLD, auto-HOLD, BMI, auto-CLEAR, auto-selezione range di pesata, ammortizzatore, spegnimento automatico, SEND/PRINT
Optional	Altimetro seca 220 o seca 224, alimentatore seca 447, alimentatore multispine seca 400

