

BILANCIA WIRELESS MULTIFUNZIONALE SECA 685



Il paziente può essere pesato in modo sicuro stando in piedi, seduto o in una carrozzina. Non è necessaria alcuna conversione perché il peso di una sedia o carrozzina viene semplicemente detratto tramite la funzione pre-TARA.

Il paziente si può sostenere allo stabile corrimano, sedersi sul seggiolino integrato e ripiegabile o salire con la carrozzina sulla larga piattaforma (76 x 82 cm).

Speciale attenzione è stata posta per facilitare l'accesso alla bilancia e, per sicurezza, una barra di metallo impedisce alle ruote anteriori di avanzare oltre la piattaforma.

Inoltre, la seca 685 è dotata della nuova tecnologia seca 360° wireless che può trasmettere le misurazioni, in modalità wireless, alla stampante seca wireless o al PC. Sia il paziente che il personale medico possono leggere il peso sul display orientabile montato ad una comoda altezza.

La bilancia è dotata anche di una pratica funzione di HOLD che mostra il peso anche dopo che il paziente è sceso dalla bilancia.

Precisi risultati vengono assicurati dal sistema ammortizzante ed uno stabile punto d'appoggio è garantito dal tappeto in gomma antiscivolo e dal corrimano. Ruote di trasporto integrate rendono anche mobile questa bilancia.

La rampa seca 470 in dotazione facilita la salita sulla bilancia.

DATI TECNICI

Portata	300 Kg
Divisione	100 g 150 Kg 200 g
Funzioni	TARA, pre-TARA, HOLD, auto-HOLD, BMI, auto-CLEAR, auto-selezione range di pesata, ammortizzatore, SEND/PRINT