

BILANCIA WIRELESS PESA PAZIENTI IN CARROZZINA CON CORRIMANO E ROTELLE TRASPORTO SECA 665



Con la sua alta portata di 300 kg questa bilancia rende veramente facile pesare anche pazienti sovrappeso.

Facile accesso è assicurato dalla piattaforma estremamente bassa e dall'inclinazione delle rampe.

Due barre laterali danno ulteriore sicurezza.

La funzione integrata di pre-TARA determina in pochi secondi il peso netto del paziente utilizzando la memoria di peso interna.

Il display orientabile a LCD con grandi cifre è facile da leggere sia dal paziente che dall'assistente.

Seca 665 può essere ripiegata con pochi movimenti e trasportata sulle rotelle integrate.

DATI TECNICI

Portata	300 Kg
Divisione	100 g 200 Kg 200 g
Funzioni	TARA, pre-TARA, HOLD, selezione range di pesata, ammortizzatore, spegnimento automatico
Optional	Interfaccia RS232 seca 460 semplicemente e si sposta facilmente sulle rotelle integrate