

## CARRELLO A CINQUE CASSETTI E UN'ANTA



L' innovativa serie di carrelli offre prodotti di elevata qualità, sia per le caratteristiche tecnico-funzionali che per la versatilità dell'articolo, adattabile ad ogni genere di necessità. Forniamo di seguito una descrizione generale del nostro prodotto.

Il telaio presenta struttura in acciaio inossidabile con tubi a sezione tonda.


Il piano a vasca superiore è realizzato in ABS, materia plastica robusta e brillante.

Il carrello è composto da uno stipetto con anta inferiore con ripiano interno, portata massima 50 kg, e cassetto, costruiti in ABS. La cassetteria è formata da 4 cassette in ABS disposti verticalmente e scorrevoli su cuscinetti a sfere.

L'ergonomico maniglione per il trasporto assicura una manovrabilità sicura e pratica.

La base è dotata di quattro ruote dal diametro di 125 mm, di cui 2 con freno.

## Accessori:

	<p><b>CZ9040-DIVISORI A PETTINE PER CASSETTO CARRELLI TRADIZIONALI SERIE CA90...</b></p>	
	<p><b>CZ9080-N°4 RUOTE PARACOLPI PER CARRELLO</b></p>	
	<p><b>CZ9082-ASTA PORTAFLEBO CON SUPPORTO</b></p>	
	<p><b>CZ9084-PORTARIFIUTI ASPORTABILE PER CARRELLI COMPLETAMENTE IN ACCIAIO INOX</b></p>	
	<p><b>CZ9086-PORTABOCCETTE ASPORTABILI IN ABS</b></p>	
	<p><b>CZ9088-TELAIO GIREVOLE CON VASCHETTA ASPORTABILE INOX</b></p>	
	<p><b>CZ9090-SERRATURA SU ANTA E/O CASSETTO SINGOLO - CARRELLI CA90...</b></p>	
	<p><b>CZ9091-SERRATURA CENTRALIZZATA PER 4 CASSETTI SOVRAPPOSTI- CARRELLI CA90..</b></p>	

	<p><b>CZ9700</b>-MENSOLA CON DISTRIBUTORE DOPPIO A 4 E 5SCOMPARTI MIS.80X50X82</p>	
	<p><b>CZ0380</b>-VERSIONE SET RUOTE ANTISTATICHE PER CARRELLI INOX CA90...</p>	