



La nostra tipologia, proprio per la versatilità di accessori, propone un ottimo risultato estetico funzionale.

Tutti gli accessori sono facilmente raggiungibili per ridurre le manovre e i tempi di intervento.

Il carrello è dotato di cassetti con frontali in stratificato con all'interno vaschette ISO frazionate da divisori regolabili, estraibili su telaio in acciaio verniciato, completi di serratura di emergenza con sigillo a strappo, e di un cestino porta rifiuti

Altri accessori disponibili su richiesta.

Solo carrello senza accessori

### Dimensioni:

Larghezza	92	cm
Altezza	110	cm
Profondità	55	cm