



Il Cuscino SALVAPAD® Mouton per sedia a forma di ferro di cavallo, progettato per la prevenzione delle piaghe da decubito. Un modo semplice, economico ed efficace per prevenire danni da pressione o abrasione delle ulcere.

Imbottiti con fiocchi di fibra cava di silicone che favoriscono un'adeguata distribuzione del peso e sollievo dalla pressione. La superficie superiore è realizzata in vello sintetico morbido al tatto, e la parte inferiore in tessuto di poliestere rivestito in poliuretano, che conferisce proprietà impermeabili, traspiranti, antibatteriche, antimicotiche e resistenza al fuoco. Design a forma di ferro di cavallo per alleggerire specifiche zone di pressione. Cinghie bianche da 15 mm per il fissaggio alla sedia.

Misure: 45x45x10 cm