

## Caratteristiche

- Schienale ergonomico con maniglione di spinta
- braccioli reclinabili per facilitare il trasferimento laterale
- sedile imbottito con apertura igiene e termosensibile
- struttura in acciaio inox resistente alla ruggine
- vaso incluso
- poggia piede regolabile in altezza
- 4 ruote girevoli con freni



## DATI TECNICI

Larghezza seduta	52	cm
Altezza seduta	55	cm
Larghezza totale	62	cm
Profondità seduta	45	cm
Portata peso max	16.6	kg
Peso articolo	150	kg