

**LEVINA 400****LEVINA 320**

**LEVINA 320:** 4 RUOTE DI CUI 2 POSTERIORI CON FRENI

**LEVINA 400:** 2 RUOTE DI SPINTA CON FRENI, 2 RUOTE ANTERIORI PIROETTANTI

ENTRAMBE LE SEDIE HANNO I BRACCIOLI RECLINABILI, LA SEDUTA IMBOTTITA E IL POGGIAPIEDI A SCOMPARSA.

**VASO NON INCLUSO**

#### DATI TECNICI

Nr. Articolo	Dietz140010		Nr. Articolo	Dietz140011	
Modello	320		Modello	400	
Colore	Bianco		Colore	Bianco	
Larghezza seduta	44	cm	Larghezza seduta	44	cm
Profondità seduta	42	cm	Profondità seduta	42	cm
Altezza seduta	53	cm	Altezza seduta	53	cm
Altezza braccioli	22.5	cm	Altezza braccioli	22.5	cm
Larghezza totale	55	cm	Larghezza totale	63.5	cm
Lunghezza totale	84	cm	Lunghezza totale	97	cm
Altezza totale	93	cm	Altezza totale	93	cm
Portata peso max	120	kg	Portata peso max	120	kg
Peso articolo	12.1	kg	Peso articolo	17.5	kg