

## CARRELLO ACCESSORIATO A 4 CASSETTI



Struttura in acciaio inox. Cassetti in ABS scorrevoli su cuscinetti a sfere.

Vasca superiore e inferiore in acciaio inox.

La funzionalità del carrello è arricchita da una serie di accessori:

- Portarifiuti in acciaio estraibile
- Vassoio girevole in acciaio
- Asta portaflebo con morsetto
- portaboccette in ABS
- Paracolpi.

L'ergonomico maniglione per il trasporto assicura una manovrabilità sicura e pratica.

La base è dotata di 4 ruote da diametro 12.5 cm di cui 2 con freno

Dimensioni:

Larghezza	80 - 92	cm
Altezza	82	cm
Profondità	50	cm