

PLATFORM offre agli utenti un elevato grado di stabilità e sostegno durante la deambulazione.

I supporti per gli avambracci, comodi e imbottiti, e le ruote girevoli consentono una facile manovrabilità e offrono all'utente un maggiore comfort. Dotata di ruote TPE-Grip progettate appositamente per l'uso in ambienti interni.

Un passo avanti per la riabilitazione e l'assistenza domiciliare.

Deambulatore regolabile in altezza e adattabile con comodi appoggi per le braccia.



Il dispositivo a pressione a gas garantisce e facilita lo standing del paziente. Le maniglie ergonomiche, regolabili, con dispositivo frenante e il supporto per gli avambracci consentono una regolazione ottimale e quindi una maggiore sicurezza e comfort nella deambulazione e quando ci si siede. PLATFORM è dotato di un dispositivo frenante integrato nella parte inferiore e non necessita di manutenzione. Le ruote posteriori possono essere facilmente frenate, bloccate e rilasciate. Tutte e 4 le ruote sono dotate di un blocco che ne impedisce l'oscillazione. Con il suo design elegante, PLATFORM sostiene e facilita la deambulazione dell'utente in modo comodo e sicuro, anche attraverso il passaggio fra le porte avendo una larghezza contenuta di soli 70 cm. L'utilizzo è consigliato durante la fase di riabilitazione e di terapia di esercizio in ambienti interni.

DATI TECNICI

Lunghezza totale	80	cm
Larghezza totale	69	cm
Larghezza esterna dei braccioli	31.5 - 48	cm
Diametro ruote	10	cm
Peso articolo	18.5	kg
Portata peso max	150	kg