



Questo ausilio per il bagno è dotato di una seduta extra-large. Il rivestimento è realizzato in materiale morbido e delicato sulla pelle, molto facile da pulire e da pulire con un semplice panno. L'attrito con la pelle è ridotto grazie alla base girevole a scorrimento fluido.

Con una leggera spinta, l'utente scivola nella posizione desiderata. Il blocco di sicurezza assicura che il piatto girevole si muova solo quando il peso dell'utente lo sblocca. Il piatto girevole può ruotare di 360 gradi.