




SEDIA TRANSIT LEGGERISSIMA

- Telaio modulare in alluminio antracite
- Braccioli desk ribaltabili
- Doppia crociera
- Freni a tamburo.
- Tubi schienale più alti di 5 cm.
- Antiribaltamento di serie
- Portata max 130 kg (peso 10.7 kg)
- Seduta 44 cm



Caratteristiche tecniche



Le misure sono indicative e suscettibili di variazioni consigliate dal miglior stato della tecnica.



SEDIA TRANSIT LEGGERISSIMA

- Telaio modulare in alluminio
- Braccioli desk ribaltabili.
- Doppia crociera
- Freni a tamburo.
- Tubi schienale più alti di 5 cm
- Con antiribaltamento

DATI TECNICI

Colore	Blu	
Larghezza seduta	48	cm
Larghezza totale	59	cm
Portata peso max	130	kg
Peso articolo	10.7	kg