


SEDIA A ROTELLE EUREKINA

LA SUPER LEGGERA



Telaio modulare tutto ALLUMINIO
 vernice antracite E bronzo
 Braccioli desk ribaltabili
 Freni di stazionamento
 Freni a tamburo sulle maniglie di spinta

Caratteristiche tecniche

 EUREKA 4 Kg 9,6 + Kg 1,1 = Kg 10,7		 EUREKA 4R Kg 8,6 + Kg 1,1 + Kg 1,1 = Kg 10,8			
 cm Ø 30	 cm Ø 18	 L 44 - 54	 L 63 - 90	 h 48 - 52	 h 36 - 44
 Standard	 Standard	 Optional	 Optional	 Portata 130 kg	

Le misure sono indicative e suscettibili di variazioni consigliate dal miglior stato della tecnica.