

Imbragatura per deambulazione – Per mobilizzazione precoce, attivazione ed esercizio motorio



L'imbragatura Active Trainer Guldmann (deambulatore) è un dispositivo per la camminata per persone con ridotta capacità di equilibrio, ma con una capacità residua di mantenere il peso delle proprie gambe. È un'imbragatura che aiuta a mantenere la posizione eretta e offre sostegno durante la camminata.

Sostiene la zona del torace e delle spalle, mentre le cinghie sostengono la zona dei fianchi ed evitano che l'utente scivoli fuori dall'imbragatura. Questa imbragatura per deambulazione è ideale per la mobilizzazione precoce dei pazienti e aiuta a dare fiducia e sicurezza sia all'utente sia all'assistente sanitario nelle situazioni di recupero dell'equilibrio: sedere sul bordo del letto, mettersi in piedi o camminare.

L'imbragatura Active Trainer Guldmann è disponibile in diverse taglie ed è realizzata in tessuto di poliestere.

Capacità di sollevamento fino a 255

kg.

Può essere usata con tutti i sollevatori a soffitto Guldmann.

Per ulteriori informazioni su come scegliere l'imbragatura e la taglia corretta, consultare la guida Guldmann all'imbragatura e alle taglie Guldmann.

L'utilizzo dell'imbragatura più idonea è fondamentale per trasferimenti efficaci e per garantire il comfort, la dignità e la sicurezza dell'utente e dell'assistente sanitario.



Numero di prodotto	Taglia	Materiale
283031	XS	Polyester
283041	S	Polyester
283051	M	Polyester
283061	L	Polyester
283071	XL	Polyester
283081	XXL	Polyester