

LETTO DI DEGENZA SENTIDA SC

01 Tecnologia esclusiva SafeFree per le sponde laterali

- Spesso imitati, mai uguagliati: il nostro contributo alla riduzione dei sistemi di contenzione
- sponde laterali divise, ciascuna regolabile in 4 posizioni

02 Strategia basata su 3 livelli di arresto*

- per la regolazione dell'altezza
- riduzione del rischio di caduta durante il riposo a 23 cm
 - mobilizzazione più sicura ad altezza sedia a 41 cm
 - posizione ottimale per l'accudimento del paziente a 80 cm

03 Superficie di degenza

- e doppia retrazione
- Reale prevenzione delle piaghe da decubito - molto più efficace della semplice regolazione dell'inclinazione dello schienale
- caratteristica principale: riduzione della compressione a carico del bacino, delle forze di attrito e di gravità grazie alla possibilità di retrarre il piega ginocchia di 6 cm
 - retrazione dello schienale di 11 cm

04 Telecomando di design, illuminato


- Più funzioni
- regolabile su 3 livelli di sicurezza: modalità accudimento, degente e sicurezza
 - 2 posizioni regolabili automaticamente: seduta confort e profilassi
 - mobilizzazione
 - interruttore per la luce notturna
 - regolazione separata del poggiatesta

05 Spostamento

- struttura concepita per la massima comodità con ruote interamente rivestite
- freno assiale a pedale centralizzato

07 Optional

- lampada da lettura allacciata al motore del letto



06 Specifiche tecniche*

- regolazione dell'altezza: 23-80 cm
- carico di lavoro sicuro: 225 kg
- peso paziente max 170 kg
- adatto a materassi da 200x87x14H