

LETTO DEGENZA MOVITA SC

Immagine illustrativa



Superficie di degenza 200 x 90 cm

Caratteristiche:

- Peso di lavoro sicuro fino a 205 kg
- Portata peso paziente max. 150 kg
- Pulsante di comando IPX4 con blocco delle funzioni integrato
- Regolazione dello schienale, piega ginocchia e livello elettrico tramite 4 motori
- Regolazione alza gambe manuale
- Posizione Trend e Anti Trendelenburg
- Funzione Autokontour per movimentazione simultanea di schienale, alza gambe e piega ginocchia e relativa diminuzione del rischio di decubito
- Sponde laterali lunghe integrate con possibilità di montare il letto senza
- Freno centralizzato da entrambi i lati
- 2 alloggiamenti interni per potenza, asta infusione o lampada
- Misure esterne 206 x 103 cm, adatto a materassi 200 x 87 cm
- Testato a norma EN 60601-2-38 e anche alla futura norma IEC 60601-2-52
- Altezza da terra senza materasso 25 cm, regolabile fino a 80 cm senza materasso
- Contorno in legno
- Potenza completa