

Mobilità

Extra mobile con freno centrale
Ruote Tente Integral a scorrimento regolare, diametro 100 mm
Campo di regolazione in altezza 23 – 80 cm

Sponde di sicurezza

Con 4 spondine di sicurezza SafeFree
Collegamento fisso a vite degli elementi laterali SafeFree
Pannelli laterali divisi

Design e arredamento

Design G10
Superfici in faggio naturale R24006
Decoro dei bordi in faggio naturale R24006 Altmühl
Parti metalliche verniciate a polvere RAL9006

Superficie di degenza

Piano di degenza Aero
Base a materasso a 4 sezioni, larghezza 120 cm
Adatta a materassi larghi 120 cm
Lunghezza della rete del materasso 200 cm

Altri optional

Prolunga flessibile del letto con vite ad alette 230 V, spina svizzera

Strategia a 4 arresti

- circa 23 cm (sonno / prevenzione delle cadute)
- circa 31 cm (sicurezza / mobilizzazione)
- circa 41 cm (mobilizzazione)
- circa 80 cm (cure)

Telaio BiNetic a doppia retrazione

- Ritrazione dello schienale secondo la raccomandazione DBfK di 11 cm, più retrazione del poggiatesta di 6 cm per una riduzione della compressione pelvica e un maggiore comfort in posizione sdraiata
- Sezione dello schienale lunga 88 cm per sostenere la colonna vertebrale cervicale
- Poggiatesta inferiore regolabile meccanicamente
- 2 supporti all'estremità della testa per l'asta di sollevamento, supporto per infusione o luce di lettura da comodino

Sistema di azionamento

- Sistema di azionamento a risparmio energetico
- Collegamento luce integrato

Design del pulsante

- Attivazione tramite movimento con illuminazione di sfondo
- Guida intuitiva per l'utente grazie alla guida luminosa
- Regolazione del letto motorizzata completamente elettrica con 3 livelli di sicurezza Modalità assistenza, degenza e modalità di blocco
- 2 posizioni automatiche per seduta comfort e prevenzione del decubito
- 5 impostazioni aggiuntive, ad esempio controllo della luce notturna, posizione separata per il riposo delle gambe e la mobilizzazione

Sicurezza

- Carico di lavoro sicuro 300 kg
- Peso dell'occupante fino a 265 kg
- Sicurezza elettrica in conformità con la norma EN60601-1
- Protezione dall'umidità IP x4

