

STRISCE CON ADESIVO SERENITY LIGHT - UOMO



Pannolino studiato per l'incontinenza leggera dell'uomo. La striscia adesiva inferiore permette la tenuta, mentre il sistema Odour Secret lascia la pelle libera di respirare e ostacola la formazione di cattivi odori.

Composizione corpo centrale assorbente:

Fluff in pura cellulosa a fibra lunga non trattata con additivi chimici, nè resine, nè collanti tossici polimeri

Superassorbenti:

Granuli di poliacrilato, concentrati nella parte centrale del corpo assorbente

Strato contatto pelle:

Tessuto non tessuto (polipropilene), resistente e ipoallergico

Strato esterno:

Tessuto non tessuto accoppiato con morbido polietilene impermeabile, atossico ed antifruscio adesivo: longitudinale e protetto da carta siliconata