

MANIGLIA DI PROTEZIONE E DI USCITA LETTO



AA3473



AA3470



Adatta a letti normali

Adatta a letti elettrici, con cinghie di fissaggio

Forniscono supporto sia nel sedersi/alzarsi che nel sollevarsi dalla posizione supina
Sono compatibili con la maggior parte dei letti singoli o matrimoniali
Se correttamente posizionati sotto un materasso di spessore standard, non se ne percepisce la presenza.
Facile da montare

DATI TECNICI

Nr. Articolo	Ortho AA3473	Nr. Articolo	Ortho AA3470
Larghezza	44.5 cm	Larghezza	36.5 cm
Lunghezza	67 cm	Lunghezza	62 cm
Altezza maniglia	50 cm	Altezza maniglia	47 cm
Portata peso max	127 kg	Portata peso max	108 kg
Peso articolo	3.5 kg	Peso articolo	3.1 kg