

MATERASSO HEAVYMATT 270 PER LETTO SENTIDA SC XXL

Dimensioni del materasso: 200 x 120 x 18 cm

Superficie di seduta in schiuma viscoelastica di 5 cm di poliuretano espando da 5 cm

Rinforzo perimetrale largo 10 cm su entrambi i lati lunghi per la prevenzione delle cadute e la mobilizzazione

Elevate protezione ignifuga in conformità alle norme DIN EN 597-1 e 597-2

Conformità allo standard Classe 1

Fodera Aqua plus antracite

Rivestimento in PI, colore Aqua Plus antracite

Bi-elastico, peso superficiale di 230 g/m²

Con cerniera a L nascosta

Antimicrobico grazie agli ioni d'argento, a prova di batteri e virus

Impermeabile ai liquidi e permeabile al vapore acqueo