

MISURA NEONATI AD ASTA CON AMPI CURSORI SECA 207



Per una precisa misurazione quando il bambino è disteso. Il misuratore può essere fermamente fissato al tavolo del cambio (è possibile anche il montaggio a parete) o usato come dispositivo mobile. Gli ampi cursori, per posizionare testa e piedi, rendono semplice determinare la lunghezza e possono essere ripiegati quando lo strumento non è in uso.

DATI TECNICI

Misurazioni	0 - 99 cm
Divisione	1 mm