



È un dispositivo indicato per la raccolta delle feci, utilizzato dai pazienti, allettati o autonomi, impossibilitati di servirsi dei servizi igienici. In materiale plastico, con impugnatura anatomica, resistente fino a 140 kg. Dopo ogni utilizzo è consigliabile lavare accuratamente il dispositivo con acqua e sapone neutro e sanitaro.

- Lavare prima dell'uso.
- Per l'eventuale disinfezione dopo l'uso, utilizzare esclusivamente disinfettanti appropriati seguendo le istruzioni d'uso indicate dal fabbricante del disinfettante stesso.
- In caso di appurate perdite di liquidi evitarne l'uso
- Non porre a contatto o nelle vicinanze di fiamme o di altre fonti di calore.
- Sostituire il dispositivo qualora dopo un prolungato uso dovesse assumere un aspetto giallognolo.
- Ogni uso diverso da quello indicato è da ritenersi improprio