

PANNOLINI SAGOMATO



Pannolini con forma anatomica per garantire un'elevata vestibilità e libertà di movimento, abbinati con le apposite mutandine elastiche. La parte centrale assorbente consente una rapida assorbenza dei liquidi mentre le barriere laterali ne impediscono la fuoriuscita. La gamma completa comprende quattro livelli di assorbimento, per un'incontinenza da moderata a grave. Disponibili anche nella modalità SoftDry per le pelli particolarmente delicate.

Composizione:

- Corpo centrale assorbente: fluff in pura cellulosa a fibra lunga, a spessore differenziato, con speciale calandratura per favorire la migliore diffusione dei liquidi. Non trattata con additivi chimici, né resine, né collanti tossici
- Polimeri superassorbenti: granuli di poliacrilato, concentrati nella parte centrale del corpo assorbente
- Strato contatto pelle: tessuto non tessuto (polipropilene), resistente e ipoallergico
- Sottostrato: tessuto filtrante Air through bonded che riduce il ritorno di umidità
- Barriere antif fuoriuscite: in morbido tessuto non tessuto idrofobo a tre livelli di protezione
- Strato esterno colorato: morbido polietilene micro-goffrato impermeabile, atossico ed antifruscio
- Indicatore di cambio: inchiostro speciale rilevatore di umidità.
- Imballaggio: in confezione compact, con apertura facilitata ed identificazione del lotto di produzione. Codice colore in evidenza per una facile identificazione del prodotto interno