

La poltrona a guscio ELYSEE II è una carrozzina manuale per uso interno ed esterno, che richiede l'assistenza di un accompagnatore.

ELYSEE II è progettata per garantire il massimo comfort all'utente: è COMPATTA, MOBILE e PRATICA:



Dotazione di serie:

- sedile in visco-schiuma (Classe II) in memoryfoam
- cinture di sicurezza
- cuscino cervicale anatomico
- telaio mobile per l'uso all'aperto
- freni a tamburo ad azionamento manuale
- scocca composta da 4 elementi in legno OSB idrorepellente e 3 elementi in legno
- sedile rivestito con telo in polipropilene
- i poggiatesta possono essere ripiegati per un maggiore comfort quando si è reclinati.

ELYSEE II è composto da moduli piumino rimovibili con cerniera, lavabili a 30° e riempiti di fibra cava siliconata per alleviare i punti di pressione.

I braccioli alti consentono un facile accesso ai tavoli da pranzo: la poltrona a guscio ELYSEE è stata progettata per offrire agli utenti un ambiente comodo e facile da usare.

DATI TECNICI

| Largeur d'assise | Profondeur d'assise | Largeur hors tout | Hauteur assise | Hauteur hors-tous | Poids du fauteuil | Poids maxi utilisateur |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |
| 380 mm 440 mm 500 mm 560 mm 650 mm | 480 mm | 670 mm 670 mm 670 mm 730 mm 790 mm | 490 mm | 1320 mm | 38 kg | 130 kg |
| Tolérances dimensionnelles et pondérales ± 15mm / 1.5 kg | | | | | | |

OPTIONAL

- Tavolino a scomparsa



FORMULARIO PER COMANDA

| | ELYSEE senza tavolino |
|-------------------------------|-----------------------|
| Tessuti e colori | |
| Tessuto "cotone" grigio | |
| Tessuto "cotone" marrone | |
| Tessuto velluto Choco Edition | |
| Tessuto velluto Black Edition | |
| PVC/PU Cacao | |
| PVC/PU Ebano | |
| PVC/PU Lampone | |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Accessori | |
| Supporto tronco laterale destro | |
| Supporto tronco laterale sinistro | |
| Tavolino | |

| Profondità Larghezza seduta seduta | Fino a 46 / 47 cm | Fino a 48 cm | Fino a 49 / 50 cm |
|--|-------------------|--------------|-------------------|
| Fino a 30 cm | T1 | T2 | T3 |
| Da 33 a 36 cm | T4 | T5 | T6 |
| Da 37 a 42 cm | T7 | T8 | T9 |
| Da 43 a 48 cm | T10 | T11 | T12 |
| Da 49 a 54 cm | T13 | T14 | T15 |