




POGGIATESTA

Poggiatesta semplice o anatomico, amovibile sulla parte posteriore del sedile per facilitare il trasferimento del paziente. Il pad del poggiatesta anatomico è regolabile in altezza.



SCHIENALE

Schienale anatomico con supporto lombare reclinabile. Regolabile in più posizioni con meccanismo a gas tramite leve bilaterali sui lati del sedile e sul maniglione posteriore.



SEDUTA

La seduta è ergonomica e confortevole, possibilità di avere la seduta specifica per la prevenzione dai decubiti.

BRACCIOLI

Braccioli generosamente dimensionati per un buon appoggio dell'avambraccio, si abbassano fino alla seduta per facilitare il trasferimento bilaterale. Regolabili in altezza in 6 posizioni.



FRENI

Freno centralizzato per le ruote posteriori, 4 ruote piroettanti, 1 ruota guida. Possibilità di avere freni anche su ruote anteriori.





APPOGGIA PIEDI


A scomparsa sotto la seduta, o ribaltabile.

Scheda tecnica

NL Neolab SA, Via Résiga 1, 6883 Novazza

Prodotti per la cura, la salute ed il benessere – Mezzi





DATI TECNICI

Colore	a scelta	
Larghezza seduta	50	cm
Profondità seduta	46	cm
Altezza seduta	50	cm
Altezza braccioli	0 / 22	cm
Larghezza totale	67.5	cm
Altezza schienale	73	cm
Altezza totale	131	cm
Lunghezza totale	76	cm
Inclinazione schienale	- 10° a - 50°	
Portata peso max	135	kg
Peso articolo	32	kg