

POSATE ERGONOMICHE E LEGGERE

Posate leggere e ideali per le persone con movimenti limitati del braccio o del polso e con scarsa forza nella presa e/o nel braccio.

Il peso medio è di 48 grammi e i manici hanno un diametro di 2,5 cm.

La superficie strutturata facilita la presa.

La forchetta ha rebbi corti con punte arrotondate.

La lama del coltello può essere utilizzata come coltello a dondolo o come coltello normale.

I cucchiari non sono troppo grandi.

L'angolo di inclinazione a destra e a sinistra è stato progettato per ridurre al minimo il movimento del polso.

L'aggiunta di questo angolo di presa ha migliorato ulteriormente la capacità di risolvere i problemi di presa quando si mangia.

Indicazione

Per persone con movimenti limitati del braccio o del polso e scarsa forza di presa e/o del braccio.

Vantaggi

Posate molto leggere

L'angolo di inclinazione a destra e a sinistra è stato progettato per ridurre al minimo il movimento del polso.

Il coltello curvo consente di tagliare gli alimenti senza dover ruotare il polso.



Lavabile in lavastoviglie

CODICE	DESCRIZIONE
ORTHO 610050	COLTELLO LAMA DRITTA diam 84mm, 48 gr FEI.61-0050
ORTHO 610056L	FOCETTA piegata SX, manico diam. 84mm, 48 gr. FEI.610056L
ORTHO 610056R	FORCHETTA piegata DX, manico diam. 84mm, 48 gr. FEI.610056L
ORTHO 610058L	CUCCHIAIO piegato SX, manico diam. 84mm, 48 gr. FEI.610058L
ORTHO 610058R	CUCCHIAIO piegato DX, manico diam. 84mm, 48 gr. FEI.610058R